FICHE MÉTHODE : Paramétrage de l'ExAO TP DE SCIENCES PHYSIOUES – CME3/HS3

CARACTÉRISTIQUES D'UN SON (Détermination de la période et de la fréquence d'un son)

• Paramétrage de l'acquisition :

Connecter le module Primo au port USB de l'ordinateur.

- The Enficher l'adaptateur son en voie 1 de la console ExAO.
- Tancer l'atelier scientifique en cliquant sur l'icône présent sur le bureau de l'ordinateur.

Sélectionner l'interface « Primo », choisir l'« atelier scientifique généraliste pour les lycées professionnels » (premier icône en haut à gauche), puis valider en cliquant sur « OK ».

Faire glisser l'icône « son », sur l'axe des ordonnées :

<u>Remarque :</u> Placer le capteur son en position « son » (et non dB (A))







Paramétrage du capteur son :

1 → Régler la grandeur comme suit :

Grandeur	Mesure Aff	: Son ichage	
Grandeur	SON	Unité	u.a.
– Limites (Min	de la grandeu -500	r affichée Max	500

Paramétrage de la durée :

1 → Régler une durée d'acquisition de 10 ms et 501 points : soit 1 point toutes les 20 µs <u>Remarque :</u> Ne pas cocher "acquisition continue"

Temps			
Fonction du temps S	ynchronisation	Mesure	
Durée d'acquisition	10	ms 🔻	
Nombre de points	501 -	•	
Acquisition continue	Te : 20),0µs	

 $2 \rightarrow$ Dans l'onglet « affichage », selectionner de façon à lier les points par tracé de liaison de courbe de fine épaisseur et sans point.

	1:50n			
Grandeur Mesure	Affichage			
Cardona da				
Couleur de	Couleur de la courbe :			
Epaisseur	Point	Liaison		
—		- 1.		

2 → Dans l'onglet « synchronisation », cocher la case et choisir la bonne voie de synchro. Mettre niveau 0 (zéro).

Temps			
Fonction du temps Syn	Fonction du temps Synchronisation Mesure		
Synchronisation			
Voie de synchro	1 : Son 👻		
Niveau	0		
Croissant ()	Décroissant 🔘		

1 → Cliquer sur "lancement de l'acquisition" : bouton vert



2	Une	fenêtre	"lancement	de l'ac	quisition"	s'ouvre
alors	5.					

- On peut renommer le nom de l'expérience
- Un clic sur "lancer" lancera l'acquisition

	Lancement de l'acquisition
	Nom de l'expérience Expérience 1
⇒	Grandeurs Abandon Lancer t Acquisitions multiples SON les grandeurs acquises 2

• On obtient alors le tracé de la courbe SON=*f*(t) :

Remarques : - Dans l'onglet tableau en bas, on peut voir les valeurs des mesures effectuées

- En cliquant sur l'onglet SON (en haut à gauche du graphique), on peut faire apparaître ou faire disparaître les courbes correspondantes.
 - En allant dans la petite flèche à côté de « SON » (en haut à gauche du graphique), on peut modifier le style des points, les liaisons, l'épaisseur, la couleur, etc...
 - On peut ajuster automatiquement l'échelle, en cliquant sur l'icône « échelle auto » :

- On peut ajouter un titre et des annotations, en cliquant sur l'icône « annotation d'une courbe »:



Sciences : CME3/HS3



\Graphique \Tableau \Compte Rendu \Vidéo \Afficheur \Aide /

Remarques : - Dans l'onglet tableau en bas, on peut voir les valeurs des mesures effectuées -En allant dans la petite flèche à côté de SON (en haut à gauche du graphique), on peut modifier le style des points, les liaisons, l'épaisseur, la couleur, etc...

Sciences : CME3/HS3

• Détermination de la période T :

1 → Faire un clic droit dans la fenêtre graphique et selectionner "pointeur"



 $2 \rightarrow$ Se positionner là où l'on veut débuter la détermination de T (on peut aussi choisir d'autres points, comme le haut ou le bas de la courbe par exemple)

 $3 \rightarrow$ En maintenant le clic gauche enfoncé, se positionner maintenant à la fin de la période

